

DRENO DE SUCCÃO TIPO GRANADA - VICARE

Sistema Fechado de Drenagem

Dreno: Registro Anvisa: 80493660012

Reservatório: Registro Anvisa: 80493660014

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Reservatório de Silicone



- 100% Silicone grau médico
- Indicação de volumes
- Com válvula anti-refluxo
- Isento de Látex

Dreno de Silicone com Canal Canelado (Tubolaminar) c/ Trocarte



- Utiliza os 4 canais internos para facilitar a drenagem com baixo risco de oclusão;
- Sem emendas garante, conforto ao paciente e segurança para a remoção do dispositivo;
- Produzido com 100% de silicone de grau médico que proporciona maior maleabilidade e menor dor na remoção.
- Com trocarte de aço inoxidável

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

- **RESERVATÓRIO**

CÓDIGO **DESCRIÇÃO**

SR200s	RESERVATÓRIO TRANSPARENTE COM MARCA DE VOLUME 50/100/150/200ML.
--------	---

- **DRENO**

CÓDIGO **DESCRIÇÃO**

RFD10T	10FR COM TROCARTE
RFD15T	15FR COM TROCARTE
RFD19T	19FR COM TROCARTE
RFD24T	24FR COM TROCARTE

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e fresco (T < 25°C).